

## Datenblatt: Fillogy Flowable S (Art. 301019)

### Kurzbeschreibung

Maschine zum dosierten Abfüllen von zäh- und dickflüssigen Produkten in Kleingebinde wie z. B.:

- Gelée Royale, Lotionen, Concealer und Foundation
- Fingernagel-UV-Gel, Haarfarben
- Poliergel/-creme, wasserlösliche Lacke, Künstlerfarben (Öl/Acryl/Gouache), Holzleim
- Farb- und Aromapasten für die Lebensmittelindustrie

Hauptanwendungsbereich: Abfüllen von Gebindegrößen von 10 bis 100g



### Kundennutzen

Hochpräzises und effektives Dosieren händisch schwer abfüllbarer Produkte

### Betriebsbedingungen

Einsatzstunden pro Tag: 8  
Einsatztage pro Woche: 5  
Umgebungstemperatur: 10 - 40°C

### Technische Daten

Nennspannung: 24 V DC (Netzteil für 220 V beiliegend)  
Leistungsaufnahme: 30 - 240 W  
Motordrehzahl: 50 - 250 U/min  
Stellfläche: Breite 350 mm x Tiefe 350 mm  
Gesamthöhe: 700 mm  
Höhe unter Abfülldüse: 10 - 370 mm  
Masse: 12,7 kg (ohne Netzteil)  
Dosierung bei Schrittweite

- 0,1 g: 0,1 - 49,9 g
- 1,0 g: 50,0 - 32.500,0 g

Abfüllgenauigkeit: Maximal 1 % Abweichung  
Maximale Ansaughöhe: n. a.  
Maximaler Volumenstrom: 800 ml/min  
Abfülltemperatur: 2 - 95°C

### Auslösen des Abfüllvorganges

Fußschalter (beiliegend)  
Bügelschalter (beiliegend)  
Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)

### Automatisierbarkeit

Bedingt